



SCAN▶X® Duo

SCAN▶X® Duo

口腔内数字成像系统



深圳为尔康科技有限公司

联系人：曾祥满 手机：13632925349

QQ：274798107 电话：0755- 28896837

地址：深圳市龙岗区沙平北路111号608A

网址：www.medicalQC.com 邮箱：szchina1718@163.com



查看更多。

ScanX Duo 捕获高清晰度、细节丰富的图像，以改进诊断。

- 每毫米扫描多达 22 条线对，并呈现无与伦比的数字清晰度。
- 放大、反转或锐化 X 光片以获得最大的诊断信息，并丰富患者关于治疗方案的讨论。
- 自动存储和归档电子图像供将来使用或传输。

做更多。

ScanX Duo 简化程序并提高办公室生产力。

- 更有效地工作，没有工作流程中断。
- 利用在线擦除，荧光剂存储板 (PSP) 在一个连续循环 - 口腔内成像中被自动扫描和擦除，并在几秒钟内即可查看。
- 通过口腔内尺寸为 0、1、2、3 和 4 的薄、柔性、无线、可重复使用的荧光板改善患者舒适度

消耗更少。

ScanX Duo 既实用又经济实惠，将在不到一年的时间里收回成本。

- 消除暗室、胶片、危险化学品以及昂贵的持续处理器维护成本。
- 与您现有的 X 射线设备无缝配合。
- 重复使用价格低廉的荧光剂存储板数百次。

技术规格：
部件编号： D1000F
尺寸 (深x宽x深)： 10.375 英寸 x 10 英寸 x 12 英寸 (26.352 厘米 x 25.4 厘米 x 30.48 厘米)
重量： 21 磅。(9.5 公斤)
电气系统： 交流 100 - 240 伏，50/60 赫兹
分辨率： 20 线对数/毫米 (1000 dpi)。取决于所选的扫描模式/像素大小。
理论分辨率： 40 线对数/毫米 (2000 dpi)。
端口： USB
激光分类： I 类激光产品，符合 FDA 21 CFR 1040.10 和 IEC 60825-1
成像介质： 两个处理槽接受荧光剂存储板。口腔内尺寸 0、1、2、3 和 4。
附件含： 电源线、计算机连接器 (USB)、每个尺寸 2 PSP 2 条导轨、每个尺寸 0 和 1 PSP 1 条导轨、每个尺寸 2 PSP 8 条；1 盒屏障封套尺寸 2 (数量 300)；1 片样品 ScanX 清洁纸；1 片样品 PSP 清洁湿巾；驱动程序 CD、多功能房和安装手册。
质保： ScanX Duo 由经授权的 Air Techniques 经销提供期限为 24 个月的无缺陷质保。

计算机建议：
CPU 速度： 要求兼容英特尔奔腾 IV，1.4 GHz 或更快。推荐使用 3.0 GHz 英特尔酷睿 2。
操作系统： Microsoft Windows 7 Professional、Enterprise 或 Ultimate Service Pack 1 或更新版本，适用于英特尔 32 位或英特尔 64 位扩展 (x64) 处理器；Microsoft Windows 8.1 Professional 或 Enterprise，适用于英特尔 64 位扩展 (x64) 处理器；或 Microsoft Windows 10 Professional 或 Enterprise，适用于英特尔 64 位扩展 (x64) 处理器。
RAM： 2 GB
硬盘驱动器： 120 GB (2GB 自由空间用于图像采集，其余用于程序文件和图像存储。)
视频显示器适配器： 256 MB RAM
USB 端口： 2.0

SCANX® Duo

深圳为尔康科技有限公司 联系人：曾祥满 手机：13632925349

QQ：274798107 电话：0755-28896837 地址：深圳市龙岗区沙平北路111号603A

网址：www.medicalQC.com 邮箱：szchina1718@163.com

AIR
TECHNIQUES equipped for life®