QRM A PTW COMPANY

QRM-SSP


QRM-SSP切片灵敏度模体

优化准直、螺距以及图像重建方案，以在各类临床应用中获得更优的层剖面与轴向空间分辨率。


该模体用于评估 CT 扫描仪螺旋扫描模式下的层灵敏度分布（SSP）。

模体内置一片厚度为 25 微米的圆形金箔，镶嵌在均质组织等效塑料圆柱之中。该重金属箔片可在充足图像对比度条件下，对 0.5 mm～10 mm（及更大）的所有准直宽度开展测试。

建议采集一组轴位图像，对高对比度插件的最大 CT 值进行分析。




在扫描机架上沿轴向定向放置



扫描案例 SSP

产品规格：

模体: 长度 ..... 100 mm
直径 ..... 23 mm
金属箔: 直径 ..... 1 mm
（通常为金）厚度 ..... 0.025 mm



模体尺寸 1

MedicalQC .com

深圳为尔康科技有限公司 联系人：曾祥满 手机：13632925349

QQ：274798107 电话：0755- 28896837 地址：深圳市龙岗区沙平北路111号6008

网址：www.medicalQC.com 邮箱：szchina1718@163.com